




**Чипиране на еднокопитни  
животни**

02.02.2010 год.  
Конна база "Хан Аспарух"

*Подготовте инжектируемя  
транспондер  
/чипа/ и  
четящото устройство*




*Необходимо е да се удостовери,  
че животното не е вече чипирано.*

*Извършете проверка с  
четящо устройство!*



*Проверете  
дали чипът не е дефектен!*





*С четец се проверява дали  
транспондерът излъчва сигнал*



*Чипът се  
имплантира парентерално  
в асептични условия  
между тила и най- високата част на гърба  
в средата на врата  
в областта на вратното сухожилие*

*Мястото на поставяне  
трябва да бъде обработено с  
дезинфектант преди аплициране  
на чипа*



*Чипът се поставя дълбоко  
парентерално  
перпендикулярно на врата  
на животното*





*Чрез палпация  
се проверява дали  
чипът не е попаднал подкожно*



*След аплицирането,  
чипът  
отново трябва да се прочете  
с четящото устройство*



*Веднъж инжектиран,  
чипът не може да бъде усетен  
с ръка при палпация  
и  
остава на мястото на инжектиране  
през целия живот на животното.*



Съгласно Регламент 504/2008/ЕО **всички**  
еднокопитните животни:

- коне
- магарета
- мулета
- катъри
- зебри
- и д.р

трябва да бъдат идентифицирани с паспорт, като връзката между паспорта и животното се осъществява от инжектируемия транспондер /чип/